

Care Bag



ケアバッグ 便器用

9538534 ¥2,600+消費税

災害時・断水時のトイレに!
車内や介護・医療現場でも!

- ✓入数：20枚入/箱
- ✓トイレがない場所での簡易トイレに
- ✓ひも付きの袋で簡単処分



吸収パッドで便や尿を
450mlまでジェル化!

- ✓ポータブルトイレの洗浄不要
- ✓介護者の労力軽減
- ✓感染予防にも活躍
- ✓車の中でも使用可能!
- ✓ロール状になって箱に収納
- ✓防臭効果あり

ケアバッグ 嘔吐用

6235026

¥2,400+消費税



ケアバッグ 男子小用

6235034

¥2,400+消費税



使用方法 ※下図はケアバッグ便器用の使用方法ですが、嘔吐用・男子小用ともに処分方法などは同様です。



1 箱からロール状になった袋を引き出します。ミシン目から1枚を切り離します。

2 袋を開いて便器にかぶせます。吸収パッドが底面にくるようにセットします。

3 袋両側面のブルーのビニールひもを引っ張り、袋を広げて便器の裏側にくるように中表にします。

4 使用後の袋はブルーのビニールひもで縛って密封し、家庭ゴミとして処分してください。処分方法は各自自治体の条例に従ってください。

5 尚一層の感染防止等のためにも、引っ張り出したビニールひもは開口部の周囲を一周させて口を絞り、余ったひもを固く縛って密封することをお勧めします。

販売元



クリニス株式会社

販売代理店

株式会社モリイ

〒104-0031 東京都中央区京橋1-3-2

TEL 03(3281)3221 FAX 03(3281)8560